

CENTRIFUGA PUNTOS EXTRACCIÓN

174 €

- IVA: NO INCLUIDO EN PRECIOS.
- PRECIOS VALIDOS HASTA FIN DE EXISTENCIAS.



REF: 80-2B

- CAPACIDAD: 12X15ML (STANDAR)
- TAPA ALUMINIO CON BLOQUEO
- INDICADOR RPM ANALÓGICO
- VELOCIDAD REGULABLE: 100 - 4000 RP
- MAX.RCF: 2325 G
- TIEMPO REGULABLE: 0-30 MIN
- CABEZAL ÁNGULO FIJO
- ALIMENTACIÓN:
- DIMENSIONES: 280X310X265MM
- PESO: 9KG
- GARANTIA: 1 AÑO