

INDICADORES BIOLÓGICOS ESTERILIZACIÓN

VAPOR

Ampollas para esterilización a vapor

El indicador de que un proceso de esterilización se ha realizado correctamente.

Descripción	Contenido	Referencia	Precio (€)
STERIL CONTROL E6 ampollas	10 Ampollas	91210	54,00 €
Ampollas con medio de cultivo, indicador de pH y esporas de <i>G. stearothermophilus</i> (1-5x10 ⁶ UFC/ampolla).	50 Ampollas	91050	83,00 €



Indicadores autocontenidos para esterilización a vapor

Adecuados para farmacéuticas, porque evitan contaminación en caso de rotura.

Descripción	Contenido	Referencia	Precio (€)
STERILtest GST E6 autocontenido	100 Uds.	91100	226,00 €
Tubo con medio de cultivo, indicador de pH y disco con esporas de <i>G. stearothermophilus</i> (1-5x10 ⁶ UFC/disco).			



Tiras para esterilización al vapor

Descripción	Contenido	Referencia	Precio (€)
STRIP CONTROL GST E6	20 tiras	91055	84,00 €
Tubo con medio de cultivo, indicador de pH y tiras con esporas de <i>G. stearothermophilus</i> (1-5x10 ⁶ UFC/tira).			



VAPOR

Suspensión de esporas para esterilización por vapor

Descripción	Contenido	Referencia	Precio (€)
SUSPENSION SPORE GST E6	10 ml vial	82004	171,00 €
Suspensión estéril de esporas de <i>G. stearothermophilus</i> en agua destilada ($1-5 \times 10^6$ UFC/ml).			

ÓXIDO DE ETILENO Y CALOR SECO

Indicadores autocontenidos para esterilización por óxido de etileno

Adecuados para farmacéuticas, porque evitan contaminación en caso de rotura.

Descripción	Contenido	Referencia	Precio (€)
STERILtest BAT E6 autocontenido	100 Uds.	91150	226,00 €
Tubos con medio de cultivo, indicador de pH y discos con esporas de <i>B. atrophaeus</i> ($1-5 \times 10^6$ UFC/disco)			



Tiras para esterilización en seco o con óxido de etileno

Descripción	Contenido	Referencia	Precio (€)
STRIP CONTROL BAT E6	20 tiras	91063	114,00 €
Tubo con medio de cultivo, indicador de pH y tiras con esporas de <i>B. atrophaeus</i> ($1-5 \times 10^6$ UFC/tira).			

RADIACIÓN

Tiras para la esterilización mediante radiación

Descripción	Contenido	Referencia	Precio (€)
STRIP CONTROL PUM E6	20 tiras	91072	86,00 €
Tubo con medio de cultivo, indicador de pH y tiras con esporas de <i>B. pumilus</i> ($1-5 \times 10^6$ UFC/tira)			

Disponibles para esterilización por peróxido de hidrógeno.
 Disponible también en otras concentraciones y formatos.
 No dude en consultarnos.