

iii 3 AÑOS DE GARANTÍA !!!

Agitador magnético con placa calefactora ARE

275€

- Estructura metálica con recubrimiento epoxi altamente resistente a las agresiones químicas.
- Control electrónico de velocidad hasta 1500rpm con regulación en continuo.
- Temperatura regulable hasta 370°C.
- Diámetro de placa: 155mm.
- Voltaje: 230V/50-60Hz (115V/60Hz opcional).
- Protección: IP42.
- Capacidad de agitación: 15 litros.
- Potencia: 630W.
- Medidas: 165x280x115mm.

REF: F20500162



Agitador magnético sin calefacción MST

75€

- Carcasa de tecnopolímero resistente a productos químicos.
- Motor de agitación PCM de alta potencia (Patented Composed Magnet).
- Clase de protección: IP41. regulable hasta 1.100rpm.
- Capacidad de agitación: 5 litros.
- Potencia: 0,6 W.
- Medidas: 120x50x145mm.

REF: F203A0440



IVA NO INCLUIDO

!!! 3 AÑOS DE GARANTÍA !!!

Agitador vibrador de tubos ZX3 (VORTEX)

- Agitador vibrador para tubos, microtubos, placas y pequeños recipientes de laboratorio. Variedad de accesorios y soportes para una eficiente agitación.
- Estructura en tecnopolimeros/zinc de óptima resistencia química.
- Doble sistema operativo:
 - Continuo: de forma continua a la velocidad seleccionada.
 - Presión: activándose el agitador al presionar ligeramente el cabezal.
- Control electrónico de velocidad.
- Rango de velocidad regulable: hasta 3000rpm.
- Tipo de movimiento: orbital.
- Órbita de vibración: 5mm.
- 4 patas antideslizantes.
- Potencia: 15W.
- Dimensiones: 150x165x130mm.
- Peso: 2,7Kg.
- Voltaje: 100-240V/50-60Hz.

160€



REF: F202A0176

Accesorios opcionales (precio no incluido en oferta)

Plataforma para 19 microtubos 1,5ml

Plataforma lisa

Plataforma para 5 tubos 16mm Ø

Plataforma para placa microtiter

Plataforma lisa 50mm Ø

Plataforma lisa 94mm Ø*

Plataforma para 4 tubos 29mm Ø (hasta 50ml.)



IVA NO INCLUIDO